

# Carry *Leon NSX HF*

New solution Transformation

血管内処置診断用マイクロカテーテル

High Flow Micro Catheter 「Outer layer PTFE:3cm」

# Leon NSX High Flow Type

ラージルーメン設計により

高いフロー性能を確保しました。

## Characteristics

### ■ 外層の先端 3cm に PTFE を採用

▶ PTFE は非粘着性(離型性)・耐薬品性に優れた素材であり、異物付着の低減が期待できます


### ■ 先端から 3cm の位置に X 線不透過マーカ (償還区分: デタッチャブルコイル用)

▶ 太径デタッチャブルコイルの使用が可能です

### ■ 内径 0.028inch を確保

▶ 注入時の手押し負荷が軽減できます

▶ 最大外径 1.9Fr (Carry Leon Series) までのマイクロカテーテルが挿入可能です



## Carry Leon NSX HF 品番表

品番	外径		内径 Distal/Proximal	有効長	マーカ数	最大適合 ガイドワイヤ	先端形状	最大耐圧	デッドスペース ボリューム(mL)
	先端部	手元部							
DMNT2728120	2.7Fr	2.8Fr	0.028inch	120cm	2	0.021inch	ストレート	1000psi	0.70
DMNT2728130				130cm					0.74
DMNT2728150				150cm					0.82

保険医療材料請求分類：マイクロカテ・Oコイル

※上記以外の品番、付属品の有無につきましては弊社営業担当者までお問い合わせください。

※推奨適合ガイディングカテーテル内径は「0.041inch」以上です。

※製品改良の為、記載内容の一部を予告なく変更することがあります。

※使用前に製品の添付文書をよく読み、記載されている説明に従って使用してください。

販売名：UTM マイクロカテーテル 3

一般的名称：中心循環系マイクロカテーテル

医療機器承認番号：30400BZX00050000

高度管理医療機器

**UT&M** 株式会社 ユー・ティー・エム

UNION-T&M

〒463-0037

愛知県名古屋市守山区天子田 3 丁目 901

TEL 052-726-8400 FAX 052-726-8401

本社 / 〒440-0858

愛知県豊橋市つつじが丘 2 丁目 16-3

TEL 0532-63-4326 FAX 0532-61-1134

http://www.utm-m.co.jp